


一、E-Prime 实验设计核心步骤

1. **画出实验流程图**：设计实验的逻辑流程。
2. **新建文件夹**：存储实验程序的所有相关文件。
3. **创建指导语**：在总过程（SessionProc）中创建指导语对象（Slide 或 TextDisplay）。
4. **使用 List 对象生成核心流程**：用 List 对象来指定和生成流程图中的核心实验试次序列。
5. **在 List 中输入刺激材料与属性**：在 List 对象中输入每个试次所需的刺激材料及其相关属性（如刺激词、颜色、正确反应键等）。
6. **创建核心实验过程**：在核心实验 Procedure 中创建各个组成部分（如注视点、刺激呈现屏、反馈屏），并设置呈现时间、反应方式、需记录的数据等。
7. **创建结束语**：在总过程（SessionProc）中创建实验结束语。
8. **运行、调试和修改程序**：反复运行调试，直至程序符合实验要求。
9. **区分练习与正式模块**：设置练习模块，并可设定标准（如正确率达 80%）自动进入正式实验。
10. **编译生成脚本文件**：最终编译程序，生成可独立运行的脚本文件（.es3）。

二、E-Prime 核心对象与功能

1. **Procedure（流程对象）**：用于组织实验试次的流程结构。
2. **TextDisplay（文本对象）**：用于呈现文本刺激。
3. **Slide 对象**：可整合文本、图片等多种刺激的呈现对象。
4. **ImageDisplay 对象**：用于呈现图片刺激。
5. **SoundOut 对象**：用于播放声音刺激。
 - **属性**：包括文件名（支持 WAV、MP3、WMA 格式）、缓冲区大小、播放模式、起始/停止偏移、是否循环等。
6. **List（列表对象）**：核心的实验设计工具，用于定义试次序列、刺激属性和水平。
 - **属性调用（引用）**：在对象属性中，使用 [属性名] 的格式调用 List 中定义的变量。
 - **嵌套（Nest）**：当需要随机组合不同类别的变量时（如数字和字母），可以使用嵌套 List。
 - **重新取样（Reset/Exit）**：可设置 List 的抽样方式（如随机、不重复）、循环次数等。



7. **FeedbackDisplay 对象**：用于向被试提供反馈（如正确/错误）。
 - **属性修改**：可以修改其文本内容等属性。
8. **InLine 对象**：用于插入 E-Basic 脚本代码，实现复杂逻辑控制。
 - **功能**：可设置变量、进行条件判断、控制流程跳转等。


三、数据记录与收集

1. **数据记录设置**：在对象的属性中，将 Data Logging 设置为 Standard 以记录标准数据。
2. **关键记录字段**：
 - OnsetTime：对象启动的时间点（毫秒）。
 - ACC：记录按键反应是否正确（1/0）。
 - CRESP：正确的反应键。
 - RESP：被试实际按下的键。
 - RT：反应时（毫秒）。
 - RTTime：自实验开始到做出反应所经过的时间（毫秒）。
3. **启动信息收集（Startup Info）**：在实验开始时弹窗收集被试信息（如编号、姓名、年龄、性别等）。
4. **数据处理流程**：运行实验（E-Run）生成数据文件（.edat2 或 .edat3），可使用 E-Merge 合并数据，再用 E-DataAid 进行分析。

四、变量、条件与流程控制

1. **变量定义**：
 - **原则**：先定义，后使用。格式如：Dim/Global/Public 变量名 As 变量类型。
 - **数据类型**：Integer（整型）、String（字符型）、Single（单精度小数）等。


- **全局变量**：在 User Script 中定义，作用范围是整个实验。




- **局部变量**：在某个 Procedure 的 InLine 中定义，仅在该 Procedure 内有效。

2. 属性赋值与调用：

- **设置属性**：c.SetAttrib “属性名”，值。




Fixation.Duration = random(100,3000)



- 获取属性：变量 = c.GetAttrib(“属性名”)。
- 3. 随机化：
 - 使用 random()函数，例如：Fixation.Duration = random(100, 3000) 或 c.SetAttrib “FixationDuration”, random(100,3000)。
- 4. 条件判断与流程控制：
 - 使用 If...Then...Else...End If 结构进行条件判断。
 - 使用 GoTo Label 实现流程跳转。
 - 使用 Mod 函数实现周期性操作（如每 N 个试次休息一次）。
- 5. 根据反应给予不同反馈：
 - 在 InLine 中判断 Stimulus.ACC（正确性）和 Stimulus.RT（反应时），然后通过 c.SetAttrib 设置一个属性（如“whichState”），在 Slide 对象中根据该属性的不同值激活不同的 State（如 Correct, Wrong, tooFast, tooSlow），以呈现对应的反馈信息。

五、特定实验范式的编程要点

- 1. Stroop 实验：
 - 因素与水平：词（Word）、颜色（Color）、一致性（Congruent/Incongruent）。
 - 记录一致性：在 List 中直接定义 Condition 属性，或在 InLine 中用脚本判断词与颜色是否匹配并赋值。
- 2. 整体-局部范式（Navon 任务）：
 - 使用嵌套 List 来组合整体字母和局部字母。
 - 通过不同的 Procedure（如 LocalProc, GlobalProc）和指导语来控制被试判断整体还是局部。
- 3. 社会排斥范式（Cyberball 网络传球任务）：
 - 核心结构：包含接纳程序（InclusionProc）和排斥程序（ExclusionProc）。
 - 流程控制：使用 InLine 和 Label，根据变量 CurrentPlayer（当前持球者）的值，跳转到对应玩家（Player1, Player2, Player3）的传球流程。
 - 视频刺激：使用 SlideMovie 对象播放传球动画（如 1to2.wmv）。
 - 被试交互：玩家 2（真被试）在 ThrowChoice 屏通过按键（如 1 或 3）选择传球对象。



- **传球比例**：通过设置 List 中不同传球目标试次的权重，控制接纳（如 70%传给被试）和排斥（如 10%传给被试）条件。

六、其他重要功能与技巧

1. **PreRelease（后台预加载）**：可设置为 0，以确保前一个对象结束后立即呈现下一个对象，减少加载延迟。
2. **练习模块自动化**：
 - 在练习模块末尾，通过 InLine 计算正确率（如 b/a ）。
 - 使用条件判断（If $b/a \geq 0.8$ Then），若达到标准则显示信息并进入正式实验；若未达到则提示重新练习。
3. **编译与运行**：最终通过 E-Studio 编译程序，生成可在 E-Run 中执行的脚本。


List 对象

一、List 对象的知识要点

List 对象是 E-Prime 中用于定义和控制实验试次序列的核心工具。

1. **核心功能**：
 - 用于指定和生成流程图中的核心实验过程。
 - 在 List 中输入**刺激材料及其相关属性**（例如，在 Stroop 实验中，输入 StimWord、StimColor、CorrectResp 等）。
2. **关键属性与设置**：
 - **呈现顺序 (Order/Selection)**：可以设置试次的呈现顺序，例如**顺序呈现 (Sequential)** 或**随机呈现 (Random)**。


- **重新取样 (Reset/Exit)**: 用于控制 List 中试次的抽样规则。可以设置“Reset at beginning of each Run”或在完成一定样本量后重置，以避免长序列中某些刺激出现次数过多或过少的问题。



- **权重 (Weight)**: 可以设置每个试次（行）的权重，以控制其出现的相对次数。
- **嵌套 (Nest)**: 当实验需要随机组合不同类别（种类）的变量时，可以使用嵌套 List。例如，在一个任务中，需要将数字和字母两类刺激随机组合呈现，就可以分别创建数字 List 和字母 List，然后将一个嵌套到另一个之中。

3. 属性调用（引用）:

- 在实验过程中的其他对象（如 TextDisplay、Slide）的属性设置中，可以通过 **[属性名]** 的格式来调用 List 中定义的变量值。例如，将 TextDisplay 对象的 Text 属性设置为 [StimWord]，将 ForeColor 属性设置为 [StimColor]。



4. 复制 List:


- 文档提到了复制 List 时的两种选项，这关系到对象之间的关联性：
 - 选择“是”：独立复制 List 及其子对象，修改其中一个不会影响另一个。

- 选择“否”：独立复制 List，但关联复制其中的子对象，修改一个 List 中的子对象会影响另一个。


二、Label 的知识点

Label 在文档中主要出现在 **Cyberball（网络传球任务）** 的实验设计示例中，用于**流程控制**。

1. **主要用途**：与 **Inline** 对象结合使用，实现**条件跳转**，控制实验流程的执行路径。
2. **应用实例（Cyberball 任务）**：
 - 在任务中，需要根据变量 **CurrentPlayer**（当前持球者）的值，决定程序跳转到哪个传球流程。
 - 在 **Inline** 对象中编写条件判断语句（如 **If...Then...Elseif...**），根据 **CurrentPlayer** 的值，使用 **GoTo** 语句跳转到对应的 Label（例如 **Player1**, **Player2**, **Player3**）。



- 每个 Label（如 **Player1**）后面会跟着一个对应的 **List** 对象（如 **ListPlayer1**），用于播放该玩家传球的视频。



- 在每次播放完一个传球视频（即完成一次传球试次）后，会通过 **Inline** 中的 **GoTo** 语句跳转到一个名为 **EndOfTrial** 的 Label，从而结束当前试次，进入列表中的下一个试次。

Inline 对象语句的编写方法

一、Inline 语句的核心功能

Inline 对象用于插入 E-Basic 脚本代码，以实现程序无法通过图形界面直接设置的复杂逻辑和控制。其主要功能包括：

1. **设置变量与属性**：定义变量，或为对象属性动态赋值。
2. **条件判断**：根据特定条件（如反应正确与否、反应快慢、试次编号等）执行不同的操作。
3. **流程控制**：控制程序执行的流程，例如跳转到指定的 Label。
4. **进行计算**：执行算术运算、逻辑判断等。


二、Inline 语句的编写方法与示例

文档中展示了以下几种核心的编写方法：


1. 设置随机化的持续时间

用于在试次中动态生成一个随机时间。

- **方法一：直接为对象属性赋值**
- `Fixation.Duration = random(100,3000)`
 - **说明**：将注视点（Fixation）的呈现时间设置为在 100 毫秒到 3000 毫秒之间随机取值。



`Fixation.Duration = random(100,3000)`



- 方法二：通过 c 对象设置并获取 List 属性
- c.SetAttrib "FixationDuration", random(100,3000)
- Fixation.Duration = c.GetAttrib ("FixationDuration")
 - 说明：首先生成一个随机数，并将其赋值给当前试次（c 代表当前 List 行）的一个自定义属性 "FixationDuration"。然后，从该属性中读取这个值，并赋给 Fixation 对象的 Duration 属性。这种方法允许在实验的其他地方通过[FixationDuration]来引用这个随机值。

2. 条件判断与流程控制（使用 If...Then... 和 GoTo）

这是实现复杂实验逻辑的关键，文档中在 **Stroop 实验** 和 **Cyberball 任务** 中均有应用。

基本条件判断结构：


- If 条件 1 Then
- '执行操作 1
- ElseIf 条件 2 Then
- '执行操作 2
- Else
- '执行其他操作
- End If

示例：根据变量值跳转到不同流程

(Cyberball 任务)

- If CurrentPlayer = 1 Then
- GoTo Player1
- ElseIf CurrentPlayer = 2 Then
- GoTo Player2
- ElseIf CurrentPlayer = 3 Then
- GoTo Player3
- End If

说明：根据变量 CurrentPlayer（当前持球者）的值，决定程序流程跳转到哪个对应的 Label（Player1, Player2, Player3），以播放不同玩家的传球视频。



示例：计算正确率并判断（练习模块）


- $a = a + 1$
- If Stimulus.ACC = 1 Then
- $b = b + 1$
- End If
- '... (后续代码可能判断 b/a 是否达到 0.8, 以决定是否结束练习)
 - **说明:** a 累计总试次数, b 累计正确反应试次数。通过判断刺激对象 (Stimulus) 的 ACC 属性是否为 1 (正确), 来更新 b。

示例：周期性操作（每 N 个试次后休息）

- '假设在某个 Inline 中, 'trialNum'记录了当前是第几个试次
- If trialNum Mod 30 = 0 Then
- '执行休息操作, 例如显示休息提示屏
- End If
 - **说明:** 使用 Mod (求余) 函数。如果 trialNum 除以 30 的余数为 0, 意味着每完成 30 个试次就触发一次休息。

3. 定义局部变量

- **方法:** 在某个 Procedure 内的 Inline 对象中, 使用 Dim 语句定义。




Dim d as String


- **说明:** 定义了一个名为 d 的字符串 (String) 类型变量。**文档明确指出**, 此类局部变量只能在其被定义的 Procedure 中使用, 该 Procedure 结束后变量将被丢弃, 不能用于其他 Procedure。

4. 流程跳转的注意事项

Inline 中的 GoTo 语句只能跳转到与其处于同一个 Procedure 内的 Label。



如果 Label 位于另一个 Procedure 中，则无法直接跳转。



三、Inline 对象的重要关联设置

在提供反馈的流程中，文档提到一个关键设置：

- 为了保证反馈能立即呈现，在 FeedbackDisplay 对象之前的那个对象（通常是刺激呈现屏）的属性

中，应将其 **PreRelease** 设置为 **0**。这可以避免因预加载造成的延迟。


E-Prime 中插入图片

1. 准备图片文件

确保您的图片文件是 E-Prime 支持的格式。支持的格式包括：**.bmp**、**.jpg**、**.jpeg**、**.gif**、**.png** 等。

2. 使用 ImageDisplay 对象插入图片

在 E-Studio 的“工具箱”（Toolbox）中，找到并拖拽 **ImageDisplay 对象** 到实验流程（Procedure）中。



3. 设置图片属性

选中刚放入的 ImageDisplay 对象，在其属性窗口中进行关键设置：

- **文件名 (Filename)**: 点击右侧的“...”按钮，选择您已准备好的图片文件。
- **拉伸 (Stretch)**: 这个属性控制图片如何适应显示框。
 - 如果选择 **“No”**，则只调整图片框（第二层）的大小，图片本身保持原始尺寸。您需要手动调整“Size”中的 Width（宽度）和 Height（高度）百分比来适配。
 - 如果选择 **“Yes”**，图片会自动拉伸以填满整个图片框。您可以选择“Stretch Mode”（拉伸模式），例如“Both”（同时调整宽高）。
- **大小与位置 (Size & Position)**: 在“Size”和“Position”选项卡中，可以精确设置图片框在屏幕上的大小（用百分比或像素）和位置（如 X: center, Y: center）。

4. 调整显示层级

文档指出，像 ImageDisplay 这类对象具有三层显示结构：

- **最底层：** 整个屏幕背景。
- **第二层：** “内容框”（即图片框），您上面步骤中调整的大小就是这一层。
- **最上层：** 具体的图片内容本身。 通过调整第二层“框”的大小和上层的“拉伸”属性，可以控制图片最终的显示效果。

总结：插入自定义图片的核心是使用 **ImageDisplay** 对象，并在其属性中指定 **Filename**，然后通过 **Stretch** 和 **Size** 属性调整其显示方式。请确保图片格式正确，且文件路径能被 E-Prime 程序访问。

嵌套 List

一、核心用途

当实验的每个试次都需要随机组合来自不同类别（或种类）的变量时，使用嵌套 List。

- **典型场景：** 在“数字-字母任务”中，每个试次需要随机呈现一个数字和一个字母。数字和字母分别属于不同的变量类别。
- **例子：**
 1. **数字-字母任务：** 需要将 NumberList（数字列表）和 LetterList（字母列表）嵌套。


The screenshot illustrates the configuration of nested lists in E-Prime. The Experiment Explorer on the left shows a hierarchy: TrialList containing NumberList and LetterList. The main window displays the configuration for TrialList, which is nested with NumberList and LetterList. The TrialList table shows a single row with 'NumberList,LetterList' in the Nested column. The NumberList table shows 8 rows of numbers (1-8) with 'd' as the correct response. The LetterList table shows 8 rows of letters (A, E, I, U, G, K, M, R) with 'j' as the correct response. Red boxes highlight the nested structure and the correct response columns.

ID	Weight	Nested	Procedure	Stim	CorrectResp
1	64	NumberList,LetterList	TrialProc	[Number][Letter]	[NCorrectResp],[LCorrectResp]

ID	Weight	Nested	Procedure	Number	NCorrectResp
1	1			2	d
2	1			4	d
3	1			6	d
4	1			8	d
5	1			3	f
6	1			5	f
7	1			7	f
8	1			9	f

ID	Weight	Nested	Procedure	Letter	LCorrectResp
1	1			A	j
2	1			E	j
3	1			I	j
4	1			U	j
5	1			G	k
6	1			K	k
7	1			M	k
8	1			R	k

2. **Stroop 任务：** 需要将 StimWordList（词义列表）和 StimColorList（颜色列表）嵌套，以实现词义和颜色的随机组合。



二、操作步骤

- 创建子 List:** 为每一类变量创建一个独立的 List。
 - 例如，创建 NumberList，其中包含 Number（数字）和 NCorrectResp（数字对应的正确反应键）等属性列。
 - 创建 LetterList，其中包含 Letter（字母）和 LCorrectResp（字母对应的正确反应键）等属性列。
- 创建主 List 并设置嵌套:** 创建一个用于运行实验流程的主 List（例如 TrialList）。
 - 在主 List 的属性窗口中，找到 “Nested” 列。
 - 点击该列的单元格，通过弹出的对话框，将需要随机组合的子 List（如 NumberList 和 LetterList）添加进来。多个子 List 之间用逗号分隔。
- 在实验过程中引用属性:** 在实验的 Procedure 中（例如刺激呈现对象），通过 [属性名] 的格式调用来自不同子 List 的属性。
 - 例如，在 TextDisplay 对象的 Text 属性中，可以设置为 [Number][Letter]，以同时显示来自两个 List 的变量。
 - 在需要设置正确反应键的地方，可以设置为 [NCorrectResp],[LCorrectResp]。

三、嵌套效果

- 主 List (TrialList) 运行时，会从每个被嵌套的子 List 中各随机抽取一行，组合成一个试次。
- 文档中数字-字母任务的例子显示，TrialList 的样本量 (Samples) 为 64，这正好是 NumberList (8 个样本) 和 LetterList (8 个样本) 所有可能组合的数量 ($8 \times 8 = 64$)，确保了所有配对都能出现。

总结: 嵌套 List 的核心作用是高效地实现多类别变量的完全随机化组合。使用方法为：分别创建各类变量的

子 List，在主 List 的“Nested”属性中嵌入这些子 List，然后在实验对象中通过[属性名]调用即可。

Stroop 实验详细操作


一、实验结构与核心设计

Stroop 实验的核心是呈现颜色与词义不一致的文字（如用红色显示“绿”字），要求被试忽略词义，只对字的颜色进行按键反应。实验通常包含**指导语**、**练习阶段**和**正式实验阶段**。练习阶段要求正确率达到一定标准（如 80%）方可进入正式实验。

二、详细操作步骤

步骤 1：创建实验结构

1. **创建 SessionProc**：在 Experiment Explorer 中，这是实验的总流程。




2. **添加指导语**：在 SessionProc 中插入一个 TextDisplay 或 Slide 对象，输入实验指导语（例如：“如果字是绿色，请按 1 键…”）。
3. **创建练习和正式实验流程**：
 - 创建 PracticeProc（练习流程）和 ExperimentProc（正式实验流程）。
 - 在每个 Procedure 中，构建试次序列：通常包括 Fixation（注视点）、Stimulus（刺激呈现屏）和 Feedback（反馈屏，仅练习阶段需要）。

步骤 2：创建并设置 List 对象（定义实验材料）

1. **创建材料列表：**为练习和正式实验分别创建 List 对象（如 PracticeTrialList 和 TrialList）。
2. **定义属性列：**在 List 中，至少需要定义以下属性列：
 - StimWord：刺激词（如：红、绿、黄、蓝）。
 - StimColor：词的颜色（如：red, green, yellow, blue）。
 - CorrectResp：该试次对应的正确反应键（如：当 StimColor 为“red”时，CorrectResp 为“2”）。
3. **填入材料：**在 List 的各行中填入具体的词、颜色和正确按键。
4. **设置运行参数：**在 List 的 Properties 中，设置 Selection（如：Random，随机）、Samples（试次数）和 Reset/Exit 规则。

步骤 3：在刺激对象中引用 List 属性

1. 在 Stimulus（一个 TextDisplay 对象）的属性窗口中：
 - **Text 属性：**设置为 [StimWord]。这将显示 List 中当前行的词。
 - **ForeColor 属性：**设置为 [StimColor]。这将把词的颜色设置为 List 中当前行定义的颜色。
 - **Duration/Input 设置：**在 Input Masks 中添加键盘反应，并将 Correct 设置为 [CorrectResp]，以便系统自动判断对错。




步骤 4：实现练习阶段的自动判断与跳转（使用 Inline 对象）

这是实现“正确率达 80%进入正式实验”逻辑的关键。


1. **在练习流程末尾添加 Inline 对象：**例如，在 PracticeProc 中，Feedback 对象之后添加一个名为 CheckAccuracy 的 Inline。
2. **编写条件判断脚本：**在该 Inline 中写入 E-Basic 代码。
3. If Feedback.AccStats.Mean >= 0.8 Then
4. '正确率达标，进入正式实验

5. '可以在此设置提示文本，然后跳转到正式实验流程
6. '例如：GoTo Label_StartExp
7. Else
8. '正确率未达标，重置统计数据并返回练习开始
9. Feedback.AccStats.Reset
10. GoTo Label_RePractice
11. End If
 - Feedback.AccStats.Mean 可获取当前练习阶段的平均正确率。



If Feedback.AccStats.Mean >= 0.8 Then


- Feedback.AccStats.Reset 用于清空之前的练习数据，确保重新练习时统计从零开始。
- **重要规则：**GoTo 语句只能跳转到同一 **Procedure** 内定义的 Label 对象。



步骤 5：记录词义-颜色的一致性条件

需要在每个试次中记录当前刺激是“一致”(Congruent)还是“不一致”(Incongruent)。

1. 在刺激呈现前添加 **Inline** 对象：例如，在 Stimulus 对象之前添加一个名为 SetCongruency 的 Inline。
2. 编写判断脚本：比较 StimWord 和 StimColor 的属性。



If c.GetAttrib("StimWord") = “绿” And c.GetAttrib("StimColor") = “green” Then

c.SetAttrib “Condition”, “Congruent”

Elseif ‘… (判断其他一致情况，如红-red，黄-yellow，蓝-blue)

Else


c.SetAttrib “Condition”, “Incongruent”

End If

- 这样会在数据文件中生成一系列 Condition，标记每个试次的一致性。

步骤 6：数据记录与反馈设置


1. 确保数据记录：在 Stimulus 对象的属性中，将 Data Logging 设置为 Standard。




2. 设置反馈（仅练习阶段）：在练习流程的 FeedbackDisplay 对象中，可以设置其 Text 属性为“正确率：[Feedback.AccStats.Mean]”等，给被试实时反馈。

步骤 7：其他高级设置（根据文档可选）

1. 设置随机化持续时间：在 Fixation 前添加 Inline，写入 `Fixation.Duration = random(100, 3000)`，使注视点呈现时间在 100-3000 毫秒间随机。



`Fixation.Duration = random(100,3000)`



2. **使用嵌套 List**: 如果希望词和颜色完全随机组合, 可以创建两个独立的 List (StimWordList 和 StimColorList), 然后在主 TrialList 的 Nested 属性中填入这两个 List 的名字 (用逗号分隔)。在 Stimulus 中仍用[StimWord]和[StimColor]引用属性。

The screenshot shows the Experiment Explorer on the left with a hierarchy: Experiment (Stroop_NestEs3) > User Script > SessionProc > Instructions > TrialList > StimWordList > StimColorList. The main area displays three windows:

- TrialList**: Summary shows 60 Samples (1 cycle x 60 samples/cycle). The table below shows the nested structure.
- StimWordList**: Summary shows 4 Samples (1 cycle x 4 samples/cycle). The table below shows the word list.
- StimColorList**: Summary shows 4 Samples (1 cycle x 4 samples/cycle). The table below shows the color list.

ID	Weight	Nested	Procedure	Stim	CorrectResp
1	60	StimWordList, StimColorList	TrialProc	[StimWord]	[CorrectColorResp]

ID	Weight	Nested	Procedure	StimWord
1	1			绿
2	1			红
3	1			黄
4	1			蓝

ID	Weight	Nested	Procedure	StimColor	CorrectColorResp
1	1			green	1
2	1			red	2
3	1			yellow	3
4	1			blue	4

3. **优化刺激加载**: 为了保证 Feedback 能立即呈现, 应将 Feedback 之前的那个对象 (通常是 Stimulus) 的 PreRelease 属性设置为 0, 防止其预加载造成延迟。

总结: 构建 Stroop 实验的核心步骤是: 搭建流程结构 -> 在 List 中定义材料 -> 在刺激对象中引用属性 -> 用 Inline 实现条件跳转和逻辑判断 -> 设置数据记录。重点在于理解 List 的属性调用和 Inline 的流程控制逻辑。

The screenshot shows the Experiment Explorer on the left with a hierarchy: Experiment (TextDisplay2.es3) > User Script > SessionProc > Instructions > TrialList > TrialProc > Fixation > Stimulus. The main area displays a table and the Stimulus Properties window.

Weight	Nested	Procedure	StimWord	StimColor
1		TrialProc	绿	绿
1		TrialProc	绿	红
1		TrialProc	绿	黄
1		TrialProc	绿	蓝
1		TrialProc	红	绿
1		TrialProc	红	红
1		TrialProc	红	黄
1		TrialProc	红	蓝
1		TrialProc	黄	绿
1		TrialProc	黄	红
1		TrialProc	黄	黄
1		TrialProc	黄	蓝
1		TrialProc	蓝	绿
1		TrialProc	蓝	红
1		TrialProc	蓝	黄
1		TrialProc	蓝	蓝

The Stimulus Properties window (Properties: Stimulus) shows the following settings:

- Text: [StimWord]
- ForeColor: [StimColor]
- BackColor: white
- BackStyle: opaque
- WordWrap: checked

Red arrows indicate the flow of data from the StimWord and StimColor columns of the table to the Text and ForeColor properties of the Stimulus object.

构建整体-局部范式（Navon 任务）详细操作

一、实验核心设计

该范式用于研究整体与局部信息加工的优先级。实验中，刺激是由许多小字母（局部）组成的一个大字母（整体）。

- 自变量 1：一致性：整体字母与局部字母的关系。
 - 一致：整体字母与局部字母相同（例如，由许多小“H”组成的大“H”）。
 - 不一致：整体字母与局部字母不同（例如，由许多小“S”组成的大“H”）。
- 自变量 2：注意指向：要求被试报告的目标。
 - 注意整体：判断大字母是“1”还是“2”。
 - 注意局部：判断小字母是“1”还是“2”。

The screenshot displays the E-Prime software interface. On the left, the 'Experiment Explorer' shows a hierarchical tree of objects: Experiment Object, User Script, SessionProc, Introduction, BlockList, LocalProc, LocalInstr, LocalTrialList, GlobalProc, GlobalInstr (highlighted with a red box), GlobalTrialList, Goodbye, Full Script, and Unreferenced E-Objects. The main window shows the 'GlobalProc' object with a 'GlobalInstr' object nested inside it. The 'GlobalInstr' object is highlighted with a red box. Below the main window, the 'Properties: GlobalInstr' dialog box is open, showing the 'Common' tab. The 'Filename' field is set to 'Introduction-Global.bmp'. Other settings include 'Mirror Left/Right' (No), 'Mirror Up/Down' (No), 'Stretch' (No), 'Stretch Mode' (Both), 'AlignHorizontal' (center), 'AlignVertical' (center), 'Clear After' (No), 'BackColor' (white), 'BackStyle' (opaque), and 'Display Name' (empty). Below this, the 'Properties: LocalInstr' dialog box is open, showing the 'Common' tab. The 'Duration' is set to '(infinite)', 'Data Logging' is 'Time Audit Only', 'Timing Mode' is 'Event', and 'PreRelease' is '(same as duration)'. The 'Input Masks' section shows 'Device(s)' with 'Keyboard' selected. The 'Response' section shows 'Allowable' set to '{SPACE}', 'Correct' is empty, 'Time Limit' is '(same as duration)', and 'End Action' is 'Terminate'. The 'Jump Label' field is empty. At the bottom, there are 'Add...', 'Remove', and 'Advanced...' buttons. The 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons are at the bottom right.

数字判断部分实验
大的数字是 1 还是 2
按数字 1 键
按数字 2 键
键进入实验

- **因变量：**被试的反应时和正确率。

二、详细操作步骤

步骤 1：创建实验结构

在 E-Studio 的 Experiment Explorer 中创建如下结构：

1. **SessionProc**：实验总流程。
2. **Introduction**：指导语界面（可使用 TextDisplay 或 ImageDisplay 呈现图片格式的指导语）。
3. **BlockList**：**关键对象**，用于控制实验的“注意指向”条件。它包含两行，分别指向两个不同的流程 (Procedure)：
 - LocalProc （局部判断任务流程）
 - GlobalProc （整体判断任务流程） 在 BlockList 的属性中，将 Selection 设置为 Random 以实现任务顺序的随机化。
4. **LocalProc 与 GlobalProc**：分别对应“判断局部”和“判断整体”的任务流程。每个流程内部结构相似：
 - LocalInstr / GlobalInstr：该任务块开始前的具体指导语（如：“现在进行局部数字判断部分实验…”）。
 - LocalTrialList / GlobalTrialList：定义该任务块下所有试次材料的 List。
 - LocalTrialProc / GlobalTrialProc：定义单个试次流程的 Procedure。
5. **Goodbye**：结束语界面。

步骤 2：准备实验材料与 List 设置

1. **准备刺激图片**：根据实验设计（整体字母为 1 或 2，局部字母为 1 或 2，一致或不一致），生成对应的图片文件。文档中示例的命名格式为 [Global]-[Local].bmp (例如：1-2.bmp 表示整体为“1”，局部为“2”，属于不一致条件)。
2. **配置 TrialList**：分别为局部任务(LocalTrialList)和整体任务(GlobalTrialList)创建 List。
 - 在 List 中定义必要的属性列，例如：
 - StimulusFile：刺激图片文件名，如 [Global]-[Local].bmp。
 - Global：整体字母（1 或 2）。
 - Local：局部字母（1 或 2）。
 - Consistent：一致性条件（Consistent 或 Inconsistent）。
 - CorrectResp：根据当前任务是判断整体还是局部，填入对应的正确反应键（如“1”或“2”）。
 - 在 List 中填入所有实验条件组合对应的行。

步骤 3：构建单个试次流程 (TrialProc)

在 LocalTrialProc 或 GlobalTrialProc 中，构建如下序列：

1. **SoundOut1**：可选的提示音对象，播放一段声音提示试次开始。
2. **Blank**：空屏，作为刺激出现前的间隔。
3. **Stimulus**：**核心刺激呈现对象**。通常使用 ImageDisplay。
 - 在 Filename 属性中，设置为 [StimulusFile]，以调用 List 中定义的图片。
 - 在 Duration/Input 中，设置一个时间限制（如 3000ms），并添加键盘输入掩码 (Keyboard)，将 Allowable 设置为 1 和 2，Correct 设置为 [CorrectResp]。
 - 确保 Data Logging 为 Standard，以记录反应时和正确率。

步骤 4：实现分条件反馈（可选但推荐用于练习）

如果需要根据被试反应的正确性和反应时给予详细反馈（如“反应太快”、“正确”、“太慢”、“错误”）：

1. **添加反馈判断对象**：在 Stimulus 对象后，插入一个 Inline 对象（例如命名为 SetFeedback）。
2. **编写反馈逻辑脚本**：在 SetFeedback 的 Script 窗口中，根据 Stimulus.ACC (正确性) 和 Stimulus.RT (反应时) 设置一个自定义属性（如 whichState），用于决定显示哪种反馈。
3. If Stimulus.ACC = 1 Then
4. If Stimulus.RT > 2500 Then
5. c.SetAttrib "whichState", "tooSlow"
6. Elseif Stimulus.RT >= 300 Then
7. c.SetAttrib "whichState", "Correct"
8. Else
9. c.SetAttrib "whichState", "tooFast"
10. End If
11. Else
12. c.SetAttrib "whichState", "Wrong"
13. End If
14. c.SetAttrib "myRTTime", Stimulus.RT
15. **添加反馈呈现对象**：在 Inline 后插入一个 Slide 对象（例如命名为 RespInfo）。
 - 在 Slide 中创建多个状态 (States)，分别命名为 Correct, tooFast, tooSlow, Wrong。
 - 在每个状态的文本中，可以嵌入属性引用，如“反应正确，反应时间为 [myRTTime] 毫秒”。
 - 在 Slide 的 General 属性中，将 Active State 设置为 [whichState]。这样，系统会根据 Inline 中设置的 whichState 值，自动激活对应的反馈界面。

步骤 5：数据记录

确保在 Stimulus 对象的属性中启用了数据记录。实验运行后，数据文件将记录关键变量，如：

- Subject：被试编号。
- Stimulus.RT / Stimulus.ACC：反应时和正确率。
- Global / Local：整体和局部字母。
- Consistent：一致性条件。
- Procedure：来自哪个流程（可区分是局部还是整体任务）。

步骤 6：运行与数据合并

1. **生成数据**：在 E-Studio 中，通过 Tools -> Generate 生成实验程序。在运行界面输入被试编号进行测试。
2. **合并数据**：实验完成后，使用 E-Prime 的 E-Merge 工具，选择所有被试的 .edat2 数据文件进行合并，得到一个可用于统计分析的总数据文件。

总结：构建 Navon 整体-局部范式实验的核心是：利用 BlockList 控制“注意指向”自变量 -> 在 TrialList 中定义“一致性”自变量和材料 -> 在 TrialProc 中用 ImageDisplay 呈现组合刺激 -> 通过 Inline 和 Slide 实现复杂反馈 -> 确保关键变量被记录。

社会排斥范式（Cyberball 网络传球任务）

一、实验核心设计

Cyberball 任务用于研究社会排斥。在程序中，模拟三名玩家（1 号、2 号、3 号）进行传球游戏。

- 玩家 2：真实的被试。
- 玩家 1 和玩家 3：由程序控制的虚拟玩家。
- 核心变量：使用一个全局变量 CurrentPlayer（整数型）来实时追踪球在谁手中。
- 两种实验条件：
 - 接纳条件 (InclusionProc)：虚拟玩家（1 号和 3 号）会以较高比例（如 50%）将球传给真被试（2 号）。
 - 排斥条件 (ExclusionProc)：虚拟玩家（1 号和 3 号）会以极低比例（如 10%）将球传给真被试（2 号），他们之间互相传球。


二、详细操作流程与步骤

整个实验程序围绕“判断当前持球者 -> 执行对应传球动作 -> 更新持球者”这一核心循环构建。

步骤 1：创建实验整体结构

在 Experiment Explorer 中创建如下结构：

1. **SessionProc**: 实验的总流程。
2. **Introduction**: 指导语界面 (TextDisplay 或 Slide)。指导被试 (2 号玩家) 按“1”键传给左边玩家, 按“3”键传给右边玩家。
3. **WaitForOtherSubjects**: 一个简单的等待界面 (如空屏 2000ms), 营造等待其他玩家的氛围。
4. **InitializePlayer1**: 一个 Inline 对象。在此写入脚本 `CurrentPlayer = 1`, 将球的初始持有者设置为 1 号玩家。
5. **BlockList**: 一个 List 对象。这是控制实验条件的核心。
 - 在 List 中设置两行, Procedure 列分别指向 InclusionProc (接纳流程) 和 ExclusionProc (排斥流程)。
 - 将 Selection 属性设置为 Random, 以随机呈现接纳和排斥条件。
6. **InclusionProc** 与 **ExclusionProc**: 分别对应“接纳”和“排斥”条件的实验流程。两者的内部结构完全一致, 但其中 ListPlayer1 和 ListPlayer3 中设定的传球概率不同 (详见步骤 3)。




7. **Full Script**: 在 User Script 中声明全局变量 `Dim CurrentPlayer As Integer`。

步骤 2: 构建接纳/排斥条件的内部流程 (以 InclusionProc 为例)

在 InclusionProc 这个 Procedure 中, 按顺序放置以下对象:

1. **GoToPlayer**: 一个 Inline 对象。其核心作用是**根据 CurrentPlayer 的值, 跳转到对应玩家的传球流程**。
2. If CurrentPlayer = 1 Then
3. GoTo Player1
4. Elself CurrentPlayer = 2 Then

5. GoTo Player2
6. Elself CurrentPlayer = 3 Then
7. GoTo Player3
8. End If
9. **Player1, Player2, Player3**: 这三个是 Label 对象，作为上述 Inline 跳转的目标。
10. **ListPlayer1, ListPlayer2, ListPlayer3**: 分别放置在对应 Label 下方的 List 对象，用于定义该玩家的行为。
11. **EndOfTrial**: 一个 Label 对象，标志一个传球试次结束。在每个玩家 List 的流程最后，都需要一个 Inline 对象包含 GoTo EndOfTrial 语句，以结束当前试次并返回 BlockList 开始下一个试次。



步骤 3：配置各玩家的 List 与传球逻辑

每个玩家的 List 决定了其行为模式。


- **ListPlayer1 (虚拟玩家 1):**
 - **属性**: 至少包含一列 TargetPlayer，其值为 2 或 3，代表本次传球的目标。
 - **设置**: 在 InclusionProc 中，Weight 值可设为 5 和 5，实现 50%传给 2 号（被试），50%传给 3 号。在 ExclusionProc 中，Weight 值可设为 1 和 9，实现 10%传给 2 号，90%传给 3 号。
 - **流程 (Play1Proc)**:
 1. PrepareToThrow1 (Inline): 根据 TargetPlayer 生成传球视频文件名。
 2. If CurrentPlayer = 1 Then
 3. c.SetAttrib "MovieName", "1to" & c.GetAttrib("TargetPlayer") & ".wmv"
 4. End If

5. PlayerSlide (SlideMovie 对象): 在 Movie 属性中, 将 Filename 设置为 [MovieName], 以播放对应的传球动画 (如 1to2.wmv)。
6. SendNextPlayer (Inline): **关键步骤**。更新全局变量, 将球权移交给目标玩家。
7. CurrentPlayer = CInt(c.GetAttrib("TargetPlayer"))

- **ListPlayer2 (真被试):**

- **流程 (Play2Proc):**

1. ThrowChoice (Slide): 呈现一张**静止的、球在被试手中的图片** (如 2Ball.JPG), 等待被试按键。



- 在 Input Mask 中, 设置 Allowable 为 1 和 3。
- 被试按“1”表示传给 1 号玩家, 按“3”表示传给 3 号玩家。

2. GetNextPlayer (Inline): 根据被试的按键反应, 设置本次传球的目标。
3. If ThrowChoice.Resp = “1” Then
4. c.SetAttrib “TargetPlayer”, 1
5. ElseIf ThrowChoice.Resp = “3” Then
6. c.SetAttrib “TargetPlayer”, 3
7. End If
8. PlayerSlide (SlideMovie): 同样, 根据 TargetPlayer 播放对应的传球动画 (如 2to1.wmv)。
9. SendNextPlayer (Inline): 与玩家 1 相同, 更新 CurrentPlayer。


- **ListPlayer3 (虚拟玩家 3):**

- 配置逻辑与 ListPlayer1 完全对称，视频文件名为 3to1.wmv 和 3to2.wmv。其传球比例设置与玩家 1 相同。

步骤 4：设置关键对象属性

1. PlayerSlide (SlideMovie 对象):


- 将 Duration 设置为 (infinite)。
- 在 Movie 帧的 Filename 属性中，填入 [MovieName]。
- 在 Script Generation 选项卡中，将 Generate PreRun 设置为 BeforeObjectRun。这是确保视频文件能根据 Inline 脚本动态加载的关键设置。




- ##### 2. BlockList:
- 根据练习要求，设置 InclusionProc 和 ExclusionProc 各运行 20 次（可通过 Samples 或 Cycles 控制）。

三、流程总结

1. 实验开始，球初始在**玩家 1** (CurrentPlayer=1)。
2. 进入 BlockList，随机进入 InclusionProc 或 ExclusionProc。



3. 在流程中，GoToPlayer 根据 CurrentPlayer 值跳转到**玩家 1**的流程。
4. **玩家 1**的 ListPlayer1 随机决定本次传球给谁 (TargetPlayer)，通过 Inline 生成视频文件名并播放，播放后更新 CurrentPlayer 为目标玩家编号。
5. 本次试次结束(GoTo EndOfTrial)，流程返回 BlockList，开始下一个试次。
6. 下一个试次开始，GoToPlayer 再次判断 CurrentPlayer 值。若此时 CurrentPlayer=2，则跳转到**玩家 2（真被试）**的流程。



7. **玩家 2**的界面等待被试按键选择传球目标，记录反应，播放相应视频，并更新 CurrentPlayer。
8. 如此循环，直到完成 BlockList 中设定的所有传球次数。

核心：整个实验通过一个全局变量(CurrentPlayer) 和 GoToPlayer 这个 Inline 来串联三个玩家的行为，模拟出连续的传球互动。接纳与排斥条件的区别，仅在于**虚拟玩家（1 号和 3 号）的 List 中，传球给被试（2 号）的试次所占的权重(Weight)**不同。